



Conda^{ene}[®]



Los nuevos kits de detección por
qPCR a tiempo real de Condalab.

Análisis microbiológicos más rápidos, sencillos
y de fácil implementación en tu laboratorio.



Condalab

Inspired by knowledge



Diagnóstico molecular por qPCR a tiempo real

Alternativa a los métodos tradicionales



Tiempo

Acorta 1, 2 o más días de trabajo en función del procedimiento y tu resultado.



Especificidad

Al detectar solo el ADN diana, no presenta interferencia con la flora acompañante.



Protocolos simples

Menor manipulación y uso de reactivos que en la microbiología tradicional.

¿Qué hace diferente a Condagene®?

1

Para garantizar la idoneidad y fiabilidad, incorporamos un control UNG que **elimina el riesgo de contaminación cruzada**.

2

Compatibles con PCR de viabilidad, que permiten eliminar el ADN libre y **reducir los falsos positivos**

3

Reactivos **estables a temperatura ambiente**, lo que reduce problemas en el transporte y la conservación.

4

Al homogeneizar los Ct de nuestros kits de detección, podrás **identificar distintos patógenos** en una misma PCR.

Método Condagene®



Condagene® ViableCell PCR de Viabilidad



1

Útil para la eliminación de **falsos positivos** en qPCR mediante la neutralización del ADN libre o de células no viables.

2

Método **sensible y rápido** en comparación con otros métodos tradicionales.

3

Adecuado para **todo tipo de muestras**, incluso complejas, en combinación con los Kits de Extracción Condagene®.



Cat. 6502

Reactivo Condagene® ViableCell

Reactivo para qPCR de viabilidad, fotoactivado con luz azul, se une covalentemente al ADN libre y bloquea su amplificación.

Condagene® Kits de Extracción



1

Optimizados para uso con kits de detección Condagene®.

2

Mínima influencia de matriz alimentaria dando lugar a una **baja tasa de inhibición** de la PCR.

3

Rápido, fácil de usar y con **mínima manipulación**.

Usos



Cat. 6500

Kit de Extracción Condagene® Complex

Lisis efectiva para alta carga celular.
Presenta 2 reactivos diferentes para realizar la extracción del ADN.



Cat. 6501


Kit de Extracción Condagene® Quick

Extracción en un único paso para muestras con niveles bajos o moderados de inhibidores de la PCR.

Condagene® Kits de detección de patógenos




Condagene® *Salmonella* spp Cat. 6515




Protocolo ISO vs Condagene®

Método ISO 6579




Método Condagene® (Acorde a DIN 10135:2013-05)



Condagene® Kits de detección de patógenos



Condagene® *Listeria monocytogenes* Cat. 6516




Protocolo ISO vs Condagene®

Método ISO 11290-1



Método Condagene® (Acorde a Protocolo BAM, FDA)



Condagene® Kits de detección de patógenos




Condagene® *Legionella* spp Cat. 6517




Protocolo ISO vs Condagene®

Método ISO 11731



Método Condagene® (Acorde a ISO/TS 12869)





www.condalab.com